

Folheto Informativo

V.01 - Out 2024.

NOME

INLAY, ONLAY, OVERLAY E FACETA

Informações Gerais

Dispositivos médicos feitos por medida são fabricados de acordo com prescrição médica e são produzidos com características específicas para serem utilizados num determinado paciente sob responsabilidade do prescritor.

Uso do dispositivo

Dispositivo utilizado para manufatura de próteses dentárias definitivas sobre dente, como reposição total ou parcial da estrutura integral do mesmo, permitindo processo de adesão.

Composição do Dispositivo

Dispositivo composto por dissilicato de lítio, compósito ou cerâmica feldspática. A origem dos materiais e aprovação para uso na cavidade oral está de acordo com as normas legais.

Modo de Usar

A restauração do tipo inlay, onlay, overlay e faceta é feita por medida e específica para cada paciente. A espessura mínima requerida é de 0,5mm, para evitar fratura do mesmo. Para o dissilicato de lítio, após fresagem, é necessário executar o processo de cristalização, de acordo com as instruções do fabricante. Os materiais utilizados para o acabamento devem ser os recomendados pelo fabricante, de forma a não comprometer a qualidade do produto final.