

Folheto Informativo

V.01 - Set 2024.

NOME

GOTEIRA

Informações Gerais

Dispositivos médicos feitos por medida são fabricados de acordo com uma prescrição e são produzidos com características específicas para serem utilizados num determinado paciente sob responsabilidade do prescritor.

Uso do dispositivo

Dispositivo utilizado para plano de tratamento, do tipo removível.

Composição do Dispositivo

Dispositivo usualmente composto por PMMA (Resina Acrílica), estabilizada industrialmente, sem presença de monômero residual.

Modo de Usar

A goteira deve estar bem adaptada, ser feita por medida e específica a cada paciente.
Não colocar o produto dentro de água e sob fonte de calor/sol.
Os materiais de acabamento podem ser diversos e devem seguir as instruções de cada fabricante.